

Ampullenlager CHRONOS® 120, 220, 420

Ampullentürme für Cryoboxen



**Ampullenturm aus Aluminium
mit 10 Etagen**

und Verschlussbügel zur Lagerung von
2 ml Ampullen in Cryoboxen,
Raster 81 Stück (Fachhandel),
Raster 100 Stück (Artikel-Nr. 78400437)

Maße: 620 x 140 x 145 mm (H x B x T)

**Ampullenturm aus Aluminium
mit 5 Etagen**

und Verschlussbügel zur Lagerung von
5 ml Ampullen in Cryoboxen,
Raster 81 Stück (Fachhandel),
Raster 100 Stück (Fachhandel)

Maße: 620 x 140 x 145 mm (H x B x T)

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS⁷ 120	CHRONOS⁷ 220	CHRONOS⁷ 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 10 Etagen 140 x 145 mm (B x T)	78202833	6	12	20
Cryobox mit Deckel Raster 100 für 2ml Ampullen, Kunststoff, 132 x 132 mm	78400437	60	120	200
Ampullenturm mit 10 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202835	4	4	7
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 2 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	40	40	70
Ampullenturm mit 5 Etagen 140 x145 mm (B x T)	78202834	6	12	20
Ampullenturm mit 5 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202836	4	4	7
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 5 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	20	20	35
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	1	1
Turm-Nummern 21-25 (blau)	78211729	nein	nein	1
Turm-Nummern 26-30 (blau)	78202816	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

	Artikel-Nr.	CHRONOS [?] 120	CHRONOS [?] 220	CHRONOS [?] 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
maximale Lagerkapazität Cryobox, Raster 81, einschließlich Schubladen, Raster 25	2 ml Ampullen, 14 mm (Fachhandel)	5.860	10.720	17.950
maximale Lagerkapazität Cryobox, Raster 100, einschließlich Schubladen, Raster 25	2 ml Ampullen, 12 mm (0791005)	7.000	13.000	21.750
maximale Lagerkapazität Cryobox, Raster 81, einschließlich Schubladen, Raster 25	5 ml Ampullen, 14 mm (Fachhandel)	2.930	5.360	8.975
maximale Lagerkapazität Cryobox, Raster 100, einschließlich Schubladen, Raster 25	5 ml Ampullen, 12 mm (0791615)	3.500	6.500	10.875

Stellpläne:




Abbildung 1: CHRONOS[®] 120,
Türme 78202833 und 78202834 (140x145 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 2: CHRONOS® 220
Türme 78202833 und 78202834 (140x145 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 3: CHRONOS® 420
Türme 78202833 und 78202834 (140x145 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)

Ampullenlager CHRONOS® 120, 220, 420

Ampullentürme mit Schubladen für 2 ml Ampullen



Ampullenturm aus Aluminium mit 10 Etagen

und Verschlussbügel zur Lagerung von 2 ml
Ampullen in Schubladen mit Teilereinsätzen
oder Ampullenboxen

Maße: 620 x 140 x 166 mm (H x B x T)

Ampullenturm aus Aluminium mit 10 Etagen

und Verschlussbügel zur Lagerung von 2 ml
Ampullen in Schubladen mit Teilereinsätzen

Maße: 620 x 85 x 85 mm (H x B x T)

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS² 120	CHRONOS² 220	CHRONOS² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 10 Etagen 140 x 166 mm (B x T)	78202837	5	10	18
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 120 für 2 ml Ampullen, 12 mm	77031481	50	100	180
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 80 für 2 ml Ampullen, 14 mm	77031482	50	100	180
Ampullenbox, Raster 24 für 2 ml Ampullen, 12 mm	79243141	200	400	720
Ampullenturm mit 10 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202835	3	4	6
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 2 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	30	40	60
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	nein	1
Turm-Nummern 21-25 (blau)	78211729	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

	Artikel-Nr.	CHRONOS ² 120	CHRONOS ² 220	CHRONOS ² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Maximale Lagerkapazität in Schubladen, Raster 80 und Raster 25	2 ml Ampullen, 14 mm (Fachhandel)	4.750	9.000	15.900
Maximale Lagerkapazität in Ampullenboxen, Raster 24 und Schubladen, Raster 25	2 ml Ampullen, 12 mm (0791005)	5.550	10.600	18.780
maximale Lagerkapazität in Schubladen, Raster 120 und Raster 25	2 ml Ampullen, 12 mm (0791005)	6.750	13.000	23.100

Stellpläne:




Abbildung 4: CHRONOS[®] 120,
Türme 78202837 (140x166 mm),
Türme 78202835 (85x85 mm)




Abbildung 2: CHRONOS[®] 220
Türme 78202837 (140x166 mm),
Türme 78202835 (85x85 mm)




Abbildung 3: CHRONOS[®] 420
Türme 78202837 (140x166 mm),
Türme 78202835 (85x85 mm)

Ampullenlager CHRONOS² 120, 220, 420

Ampullentürme mit Schubladen für 5 ml Ampullen



Ampullenturm aus Aluminium mit 5 Etagen

und Verschlussbügel zur Lagerung von 5 ml
Ampullen in Schubladen mit Teilereinsätzen

Maße: 620 x 140 x 166 mm (H x B x T)

Ampullenturm aus Aluminium mit 5 Etagen

und Verschlussbügel zur Lagerung von 5 ml
Ampullen in Schubladen mit Teilereinsätzen

Maße: 620 x 85 x 85 mm (H x B x T)

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS⁷ 120	CHRONOS⁷ 220	CHRONOS⁷ 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 5 Etagen 140 x 166 mm (B x T)	78202838	5	10	18
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 120 für 5 ml Ampullen, 12 mm	77031483	25	50	90
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 80 für 5 ml Ampullen, 14 mm	77031484	25	50	90
Ampullenturm mit 5 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202836	3	4	6
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 5 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	15	20	30
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	nein	1
Turm-Nummern 21-25 (blau)	78211729	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

	Artikel-Nr.	CHRONOS ² 120	CHRONOS ² 220	CHRONOS ² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Maximale Lagerkapazität in Schubladen, Raster 80 und Raster 25	5 ml Ampullen, 14 mm (Fachhandel)	2.375	4.500	7.950
Maximale Lagerkapazität in Schubladen, Raster 120 und Raster 25	5 ml Ampullen, 12 mm (0791615)	3.375	6.500	11.550

Stellpläne:




Abbildung 5: CHRONOS[®] 120,
Türme 78202838 (140x166 mm),
Türme 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 2: CHRONOS® 220
Türme 78202838 (140x166 mm),
Türme 78202836 (85x85 mm)





Abbildung 3: CHRONOS® 420
Türme 78202838 (140x166 mm),
Türme 78202836 (85x85 mm)

Gefrierbeutelager CHRONOS[?] 120, 220, 420

Gefrierbeuteltürme für Baxter-Beutel 4R9951



**Gefrierkassette
aus Aluminium**
für Baxter-Beutel
4R9951
(40 ml)

Maße: 161x85x10mm
(L x B x D)

**Gefrierbeutelturn
aus Aluminium**
mit 32 Etagen

Maße: 575x95x165mm
(H x B x T)

**Ampullenturm aus
Aluminium**
mit 5 Etagen
zur Aufnahme von
Schubladen mit
Teilereinsätzen für
5 ml Ampullen
(Referenzampullen)
Maße: 620x85x85mm
(H x B x T)

**Ampullenturm aus
Aluminium**
mit 10 Etagen
zur Aufnahme von
Schubladen mit
Teilereinsätzen für
2 ml Ampullen
(Referenzampullen)
Maße: 620x85x85mm
(H x B x T)

Gefrierbeutelager	Artikel-Nr.	CHRONOS ² 120	CHRONOS ² 220	CHRONOS ² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Gefrierbeutelturn mit 32 Etagen 95 x 165 mm (B x T)	77031511	9	16	26
Gefrierkassette für Baxter 4R9951 (40 ml)	77031514	288	512	832

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS ² 120	CHRONOS ² 220	CHRONOS ² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 10 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202835	nein	nein	6
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 2 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	nein	nein	60
Ampullenturm mit 5 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202836	nein	nein	6
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 5 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	nein	nein	30
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	1	1
Turm-Nummern 21-25 (blau)	78211729	nein	nein	1
Turm-Nummern 26-30 (schwarz)	78202816	nein	nein	1
Turm-Nummern 31-35 (rot)	78202817	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

Gefrierbeutelager	Artikel-Nr.	CHRONOS [®] 120	CHRONOS [®] 220	CHRONOS [®] 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Maximale Lagerkapazität von Gefrierkassetten für Baxter 4R9951 (40 ml)	77031514	288	512	832
Maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 5 ml, 12 mm	0791615	nein	nein	750
Maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 2 ml, 12 mm	0791005	nein	nein	1500

Stellpläne:




Abbildung 1: CHRONOS[®] 120
Türme 77031511 (95x165 mm)




Abbildung 2: CHRONOS® 220
Türme 77031511 (95x165 mm)





Abbildung 3: CHRONOS® 420
Türme 77031511 (95x165 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)

Gefrierbeutelager CHRONOS[?] 120, 220, 420

Gefrierbeuteltürme für Baxter-Beutel 4R9955



<p>Gefrierkassette aus Aluminium für Baxter-Beutel 4R9955 (100 ml)</p> <p>Maße: 270x140x10mm (L x B x D)</p>	<p>Gefrierbeutelturn aus Aluminium mit 4 Etagen und je 3 Einzelfächern zur Aufnahme von je 2 Gefrierkassetten</p> <p>Maße: 620x80x280mm (H x B x T)</p>	<p>Ampullenturm aus Aluminium mit 5 Etagen zur Aufnahme von Schubladen mit Teilereinsätzen für 5 ml Ampullen (Referenzampullen)</p> <p>Maße: 620x85x85mm (H x B x T)</p>	<p>Ampullenturm aus Aluminium mit 10 Etagen zur Aufnahme von Schubladen mit Teilereinsätzen für 2 ml Ampullen (Referenzampullen)</p> <p>Maße: 620x85x85mm (H x B x T)</p>
---	--	---	--

Gefrierbeutelager	Artikel-Nr.	CHRONOS [?] 120	CHRONOS [?] 220	CHRONOS [?] 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Gefrierbeutelurm mit 4 Etagen 80 x 280 mm (B x T)	78202831	6	10	20
Gefrierkassette für Baxter 4R9955 (100 ml)	77031488	144	240	480

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS [?] 120	CHRONOS [?] 220	CHRONOS [?] 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 10 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202835	2	6	2
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 2 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	20	60	20
Ampullenturm mit 5 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202836	2	6	2
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 5 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	10	30	10
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	1	1
Turm-Nummern 21-25 (blau)	78211729	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

	Artikel-Nr.	CHRONOS ² 120	CHRONOS ² 220	CHRONOS ² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Maximale Lagerkapazität von Gefrierkassetten für Baxter 4R9955 (100 ml)	77031488	144	240	480
maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 5 ml, 12 mm	0791615	250	750	250
maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 2 ml, 12 mm	0791005	500	1.500	500

Stellpläne:




Abbildung 1: CHRONOS[®] 120
Türme 78202831 (80 x 280 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 2: CHRONOS® 220
Türme 78202831 (80 x 280 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)





Abbildung 3: CHRONOS® 420
Türme 78202831 (80x280 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85 x 85 mm)

Gefrierbeutelager CHRONOS[®] 120, 220, 420

Gefrierbeuteltürme für Hemofreeze-Beutel Typ Z 2003



**Gefrierkassette
aus Aluminium**
für Hemofreeze-Beutel
Typ Z 2003
(100 ml)

Maße: 300x160x10mm
(L x B x D)

**Gefrierbeutelturn
aus Aluminium**
mit 3 Etagen und je
3 Einzelfächern zur
Aufnahme von je
2 Gefrierkassetten

Maße: 580x80x305mm
(H x B x T)

**Ampullenturm aus
Aluminium**
mit 5 Etagen zur
Aufnahme von
Schubladen mit
Teilereinsätzen für
5 ml Ampullen
(Referenzampullen)
Maße: 620x85x85mm
(H x B x T)

**Ampullenturm aus
Aluminium**
mit 10 Etagen zur
Aufnahme von
Schubladen mit
Teilereinsätzen für
2 ml Ampullen
(Referenzampullen)
Maße: 620x85x85mm
(H x B x T)

Gefrierbeutelager	Artikel-Nr.	CHRONOS² 120	CHRONOS² 220	CHRONOS² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Gefrierbeutelurm mit 3 Etagen 80 x 305 mm (B x T)	78202832	5	10	18
Gefrierkassette für Hemofreeze Z 2003 (100 ml)	77031509	90	180	324

Ampullenlager	Artikel-Nr.	CHRONOS² 120	CHRONOS² 220	CHRONOS² 420
		Kapazität	Kapazität	Kapazität
Ampullenturm mit 10 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202835	3	2	2
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 2 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	30	20	20
Ampullenturm mit 5 Etagen 85 x 85 mm (B x T)	78202836	3	2	2
Schublade mit Teilereinsatz, Raster 25 für 5 ml Ampullen, 12 und 14 mm	78202839	15	10	10
Turm-Nummern 1-5 (rot)	78211733	1	1	1
Turm-Nummern 6-10 (blau)	78211732	1	1	1
Turm-Nummern 11-15 (schwarz)	78211731	nein	1	1
Turm-Nummern 16-20 (rot)	78211730	nein	nein	1

Lagerkapazitäten:

Gefrierbeutelager	Artikel-Nr.	CHRONOS [?] 120	CHRONOS [?] 220	CHRONOS [?] 420
maximale Lagerkapazität von Gefrierkassetten für Hemofreeze Z 2003 (100 ml)	77031509	90	180	324
maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 5 ml, 12 mm	0791615	375	250	250
maximale Lagerkapazität von Referenzampullen, 2 ml, 12 mm	0791005	750	500	500

Stellpläne:




Abbildung 1: CHRONOS[®] 120,
Türme 78202832 (80 x 305 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 2: CHRONOS® 220
Türme 78202832 (80 x 305 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)




Abbildung 3: CHRONOS® 420
Türme 78202832 (80 x 305 mm)
Türme 78202835, 78202836 (85x85 mm)