



BIOSAFE® 120 / 220 / 420 / MD / SC

die zeitgemäße Art der Probenlagerung!



Ihre Vorteile im Überblick:

- hohe Lagerkapazität
- niedrige Bedienhöhe
- desinfizierbare, glatte Oberflächen - auch am Deckel
- vakuumisolierter Deckel in ansprechendem Design
- niedrige Verdampfungsrate
- Edelstahlausführung
- Ergonomischer Hub-/Schwenkmechanismus für den Deckel
- Rollen außerhalb des Bedienbereiches
- platzsparende Aufstellmöglichkeit
- integriertes Behälterüberwachungssystem BIOSAFE® CONTROL



Bezeichnung		BIOSAFE® 120	BIOSAFE® 220	BIOSAFE® 420
geometrischer Inhalt gesamt (l):		151	251	420
geometrischer Inhalt unter dem Stellboden (LIN-Reserve) (l):		21	35	57
geometrischer Inhalt über dem Stellboden (Nutzinhalt) (l):		130	216	358
Betriebsüberdruck (bar):		(-)	(-)	(-)
Leergewicht (kg):		100	175	225
Außendurchmesser (mm):	A	560	710	900
Innendurchmesser (mm):	B	514	664	854
Bedienhöhe (Oberkante Behälter bei offenem Deckel) (mm):	C	1045	1070	1070
Gesamthöhe (mm):	D	1140	1180	1190
Stellhöhe (mm):	E	625	625	625
Schwenkhöhe Deckel (mm):	F	(-)	1370	1370
Verdampfungsrate statisch (gemessen bei Gasphasen-lagerung) (%/Tag):		2,3	2	1,5
Artikelnummer SC:		78202842	78202841	78202840
Artikelnummer MD:		78202802	78202801	78202800

Bemassung



Unser umfangreiches Programm an Einordnungssystemen finden Sie in einer separaten Broschüre.

Wenn Sie eine persönliche Beratung, z.B. zur Planung einer Cryobank wünschen, rufen Sie uns bitte an. Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

MESSER 

Messer Austria GmbH
A-2352 Gumpoldskirchen
Tel + 43 (0) 50603-0*
Fax +43 (0) 50603-273
email: info.at@messergroup.com
www.messer.at